



UNIGLOVES®

Quick & Clean utěrky + impregnační roztok v sáčku s náhradní náplní

Dezinfekční utěrky k okamžitému použití

- Neobsahují aldehyd ani fenol
- Široké spektrum použití
- beze zbytku a dobré smáčení
- certifikované dle VAH
(svaz pro aplikovanou hygienu)

Typ preparátu

Se systémem utěrek UNIGLOVES® Quick & Clean se stává rychlá dezinfekce povrchových ploch a zdravotnických produktů velice snadnou. Dezinfekční systém obsahuje dávkovací kbelík a dva komponenty, které je třeba doplňovat, utěrky z netkané textilie a dezinfekční roztok UNIGLOVES® Lemon Fresh v sáčku s náhradní náplní. To znamená, že dávkovací systém je možné vždy znovu naplnit a použít. UNIGLOVES® Lemon Fresh neobsahuje aldehyd ani fenoly, a vyznačuje se dobrou snášenlivostí s pokožkou a příjemnou svěží vůní. Impregnační roztok UNIGLOVES® Lemon Fresh v sáčku s náhradní náplní je dezinfekční prostředek k plnění systémů rolí netkané textilie v dávkovacím kbelíku, který je připraven k okamžitému použití. Utěrky UNIGLOVES® Quick & Clean na bázi fenolu a QUATS působí ve smyslu zákona o zdravotnických produktech. UNIGLOVES® Lemon Fresh Nfb. nabízí příjemnou vůni a velice dobrou snášenlivost s pokožkou. Výrobky UNIGLOVES® splňují zákonné požadavky na bezpečnost práce podle TRGS 525/540

Oblasti použití

Utěrky UNIGLOVES® Quick & Clean jsou vhodné pro rychlou dezinfekci různých ploch a oblastí:

- Lékařské a zubní praxe
- Rychlé dezinfekce velkých ploch, vyšetřovacích stolů a židlí
- podstaveců lůžek, gumových matrací
- koupacích van a sedátek WC
- Omyvatelných oděvů; Gumových zástěr

Mikrobiologie / Doba působení

Mikrobiologická stabilita podle USP 30-NF 25, metoda <51>

Doby působení:

Doba použitelnosti až 7 dní 1 minuta

Doba použitelnosti 7 - 28 dní 5 minut

Dávkovací systém Quick & Clean je při použití s dezinfekčním prostředkem UNIGLOVES® (hotový pro okamžité použití) mikrobiologicky stabilní 28 dní.

Stav: 06/2014

Plnění a použití utěrek UNIGLOVES® Quick & Clean

Plnění utěrek Quick & Clean do dávkovacího systému

1. Otevřete víko dávkovacího kbelíku (z důvodů osobní ochrany a na ochranu proti kontaminaci z rolí netkané textilie noste dlouhý (pracovní) splývavý plášť a rukavice).
2. Vložte roli netkané textilie do dávkovacího kbelíku.
3. Naplňte svůj dezinfekční roztok UNIGLOVES® Lemon Fresh v sáčku s náhradní náplní do dávkovacího kbelíku. Dbejte přitom na rovnoměrné rozdělení dezinfekčního roztoku po celé roli netkané textilie.
4. Podélným otvorem ve víku dávkovacího kbelíku vyvedte začátek role netkané textilie ze středu válce.
5. Zavřete víko dávkovacího kbelíku a uzavírací kryt systému odběru. Dávejte pozor, aby byl kbelík úplně zavřený.
6. Popište štítek přiložený k rolím netkané textilie číslem šarže, dobou účinnosti, datem použití + dobou použitelnosti (28 dní) použitého dezinfekčního roztoku. (dokumentace je povinná)
7. Případně zbylé utěrky po uplynutí doby použitelnosti (28 dní) odstraňte z dávkovacího kbelíku. Dávkovací kbelík můžete po vyčištění znovu použít.

Podle směrnic VAH je nutné kompletní dávkovací systém před opětovným naplněním vyčistit a vydezinfikovat. Chemicko-tepelné (max. 60°C) nebo ruční ošetření rychlou dezinfekcí s obsahem alkoholu zajistí bezpečné používání. Naplnění proveďte až po úplném oschnutí!

Použití utěrek Quick & Clean

Otevřením uzávěru vyjměte požadované množství jednorázových vlhčených utěrek. Okamžitě po vyjmutí utěrek zavřete kbelík, aby se zabránilo vysychání utěrek.

Povrchy a díly, které chcete vydezinfikovat, dobře otřete utěrkami UNIGLOVES® Quick & Clean a nechte působit po stanovenou dobu. Malé nepřístupné části nebo rohy, jako např. ruční a zahnuté kusy předem postříkejte dezinfekcí ve spreji a po dané době působení otřete.

Upozornění: Aplikace se musí provádět pouze na hladkých povrchových plochách, tvoření cupanin otěrem na hrubých povrchových plochách nelze vyloučit. Kromě toho nejsou utěrky UNIGLOVES® Quick & Clean vhodné pro plochy citlivé na alkohol, jako je např. akrylát, plast, "plexisklo"!

Zvláštní upozornění / Podmínky skladování

Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o produktu.

U zdravotnických produktů nebo povrchů, které nesnášejí alkohol (např.: Akrylové sklo), doporučujeme použít naši dezinfekci na plochy.

Pokyny k odborné likvidaci najdete v bezpečnostním údajovém listě.

Složení produktu

Kompletní systém dávkování utěrek z netkané textilie UNIGLOVES® Quick & Clean se skládá z:

- 70 listů 29 x 30 cm nebo 90 listů 30 x 30 cm role netkané textilie (50g/m²), která se odolná proti roztržení, netřepí se a dobře saje
- štítku k popisu kbelíku
- robustního dávkovače s rukojetí a speciálním uzavíracím systémem
- sáčku s náplní 1,5 nebo 2,0 litry dezinfekce na plochy UNIGLOVES® Lemon Fresh

Doba působení impregnačního roztoku

Doba působení podle VAH 5 min

Doby působení podle odborných posudků

Hospitalismus prophylaxe	30 sek
Baktericidní zatížení s vysokým obsahem bílkovin	30 sek
Účinek proti kvasinkám, vysoká zátěž obsahem bílkovin	30 sek
Tbc a Mycobacterium terrae	1 min
Hepatitida C	30 sek
HBV-virucidní (HIV) bez zátěže proteinu	1 min
HBV-virucidní (HIV) s vysokou zátěží bílkovin	3 min
Adenovirus typ 5 nízká zátěž proteinu	5 min
Lidský rota virus nízká zátěž proteinu	1 min
Poliovirus typ 1 nízká zátěž proteinu	5 min

Použití dezinfekčního roztoku

Obsah sáčku s náhradní náplní impregnačního roztoku UNIGLOVES® Lemon Fresh naplňte do k tomu určeného dávkovacího kbelíku včetně role netkané textilie.

Zvláštní upozornění / Podmínky skladování

Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o produktu. Skladujte v dobře uzavřených nádobách v chladu a suchu a chraňte před horkem a přímým slunečním zářením, nenechávejte v blízkosti zdroje ohně. Zásobníky uchovávejte na dobře větraném místě.

Fyzikálně-chemické vlastnosti

Hodnota pH: cca 5,0 Hustota (20°C): 0,900 - 0,920

Složení výrobku impregnačního roztoku

V roztoku připraveném k použití je obsažen:

Ethanol, 2-propanol, N,N-Didecyld-N, N-dimethylammoniumchlorid vonné látky, regulátory pH

Dodací nádoby a pomůcky pro dávkování

- 3 litry dávkovací kbelík | 70 utěrek | 8 rolí v kartonu / • 1,5 litru impregnačního roztoku Nfb. pro 3 litrový kbelík | 8 Nfb. v kartonu
- 5 litry dávkovací kbelík | 90 utěrek | 8 rolí v kartonu / • 2,0 litry impregnačního roztoku Nfb. pro 5 litrový kbelík | 8 Nfb. v kartonu

Značení podle směrnice ES/ nařízení o nebezpečných látkách:



Nebezpečí.

H228

Hořlavá tuhá látka.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí..

P101

Pokud je nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek s označením.

P102

Nesmí se dostat do rukou dětem.

P103

Před použitím si přečtěte etiketu.

P210

Nenechávejte v blízkosti vysokých teplot/ jisker/ otevřeného plamene/ / horkých povrchů. Nekuřte.

P280

Noste ochranné rukavice / ochranné brýle.

P260

Nevdechujte páry.

P305+P351+P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování.

Označení

CE 0124

UN-číslo 1987

UMDNS-číslo 17-920

Biocidní výrobek registrovaný u BAuA (Spolkový ústav pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci) podle zákona o biocidech

baua: Reg. č.: N-35508

Certifikace

Impregnační kapalina UNIGLOVES® Lemon Fresh je uvedena ve VAH.

Odborné posudky pro ubrousky Q&C a impregnační kapalinu UNIGLOVES® Lemon Fresh:

Dr. rer. Nat. Holger Brill, Hamburg:

- Výrok o dezinfekčním účinku systému ubrousků z netkané textilie UNIGLOVES® Quick & Clean v kombinaci s dezinfekčním prostředkem na ošetření ploch UNIGLOVES® Lemon Fresh z 28.09.2009
- Výrok o zkoušce mikrobiologické stability UNIGLOVES® Lemon Fresh v kombinaci se systémem ubrousků z netkané textilie UNIGLOVES® Quick & Clean z 28.09.2009

Dr. Jochen Steinmann, Bremen

Prof. Dr. med. H.-P. Werner, Schwerin

Dr. med. habil. Georg Schrader, Weimar

Institut Dr. agr. Färber, Giessen

Pro podrobnější detaily k posudkům, další informace o výrobku nebo odpovědi na individuální dotazy nás můžete kontaktovat na e-mailu: unigloves@unigloves.de, nebo telefonicky na telefonním čísle 02241-9323-0.